

# Ecoflac® Connect

## Proces przygotowania leku w systemie zamkniętym

Zastosowanie wyrobu: nasadka Ecoflac® Connect umożliwia bezpośrednie przeniesienie leku z fiolki do pojemnika Ecoflac®plus w systemie zamkniętym.



1

Zdejmij aluminiową folię ochronną z jednego portu Ecoflac® plus. Port nie wymaga dezynfekcji.

Podłącz Ecoflac® Connect do butelki Ecoflac® plus.



2

Umieść fiolkę z lekiem w Ecoflac® Connect. Kliknięcie potwierdza poprawność połączenia.



3

Obróć pojemnik infuzyjny do góry dnem. Ściśnij opakowanie. Roztwór infuzyjny przepłynie do fiolki.

Wymieszaj roztwór zgodnie z zaleceniami.



4

Obróć zestaw aby fiolka znalazła się u góry. Ściśnij pojemnik Ecoflac® plus a roztwór leku przepłynie z powrotem do butelki.

Powietrze w Ecoflac® plus jest sterylne.



5

Usuń folię ochronną z drugiego portu. Port nie wymaga dezynfekcji.

Ecoflac® Connect umożliwia łatwy dostęp do drugiego portu Ecoflac® plus.

Podłącz zestaw infuzyjny.



6

Podłącz wlew kroplowy do dostępu naczyniowego.

Ecoflac® Connect uniemożliwia cofanie się leku do fiolki.

Po zakończeniu infuzji umieść cały system we właściwym pojemniku na odpady – zgodnie z obowiązującą procedurą.

Nie należy rozłączać poszczególnych elementów systemu.

### INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ

| Produkt            | szt. / opak. | Rozm. fiolki | Nr kat. |
|--------------------|--------------|--------------|---------|
| Ecoflac® Connect S | 50           | 13 mm        | 4090549 |
| Ecoflac® Connect M | 50           | 20 mm        | 4090550 |
| Ecoflac® Connect L | 50           | 32 mm        | 4090552 |

### Definicja NIOSH\*

System zamknięty:

„Przyrząd, w przypadku którego nie dochodzi do wymiany nieprzefiltrowanego powietrza lub zanieczyszczeń ze środowiskiem zewnętrznym”.

\* National Institute for Occupational Safety and Health

**Ecoflac Connect**  
zabezpiecza przed  
kontaktem z lekiem  
toksyčnym. Proszę  
siebie chronić.

Dobrze, że Pan  
o nas pamięta.  
Dziękuję. Będziemy  
z niego korzystać.

## SYSTEM ZAMKNIĘTY TO SZCZELNOŚĆ CHEMICZNA



O! Jakaś  
nowość?

To **Ecoflac Connect**.  
Służy do bezpiecznego  
podania leku, chroniąc  
Panią przed bakteriami.

## SYSTEM ZAMKNIĘTY TO SZCZELNOŚĆ MIKROBIOLOGICZNA

**B|BRAUN**  
SHARING EXPERTISE